

Primoport

Cateter Totalmente
Implantado

Cateter Totalmente Implantable
Totally Implantable Catheter

Informações para o **paciente**
sobre o **Port**, cateter
totalmente implantável



Uma nova opção para você

Seu tratamento pode requerer injeções ou infusões frequentes de medicamentos ou outros fluidos diretamente em sua corrente sanguínea. Além disso, amostras de seu sangue podem ser necessárias durante o seu tratamento.

Para tornar estes procedimentos mais confortáveis, você poderá utilizar um **port**, cateter totalmente implantável.

Este material lhe oferece importantes informações sobre o **port**. Para mais detalhes, entre em contato com seu médico ou enfermeira.




O que é um **port**, cateter totalmente implantável?


O **port**, cateter totalmente implantável, é composto por dois componentes, um pequeno reservatório e um tubo flexível.

O reservatório é selado internamente por uma membrana macia em silicone e conectado a um tubo flexível chamado de cateter.

Uma agulha especial é introduzida através da membrana macia do reservatório, para a injeção de medicamentos e fluidos e para a retirada de amostras sanguíneas.

Existem diferentes tipos de **port**, seu médico irá escolher o que for mais apropriado para o seu tratamento.





É simples implantar

O **port** é implantado através de um procedimento cirúrgico simples, quando o reservatório é alojado sob sua pele e o cateter é inserido dentro de seu vaso sanguíneo. O **port** geralmente é implantado na parte superior do peito, logo abaixo da clavícula. O médico irá indicar o melhor local para implantar o **port**, de acordo com o seu tratamento.

Conforto para terapias endovenosas

O **port**, cateter totalmente implantável, proverá maior conforto para você realizar suas terapias endovenosas, permitindo ao médico ou enfermeira administrar medicamentos e fluidos, ou ainda, retirar amostras sanguíneas mais facilmente, sem necessidade de picadas nas veias de seu braço com uma agulha.

Perguntas frequentes

O *port* afetará minhas atividades normais do dia-a-dia?

Nos primeiros dias após o implante, procure evitar atividades que exijam esforço. Após a cicatrização da incisão, você poderá retornar as suas atividades normais do dia-a-dia. Pergunte ao seu médico ou enfermeira sobre atividades específicas.

Terei que utilizar um curativo sobre o *port*?

O curativo será necessário durante a cicatrização do local da incisão. Após a cicatrização, o uso de curativo não é necessário enquanto o *port* não estiver sendo utilizado. Quando você estiver recebendo medicamentos ou fluidos, um curativo pode ser aplicado para estabilizar ou proteger a agulha durante a infusão.

Quem paga pelo *port*?

Geralmente seu seguro ou plano de saúde paga, totalmente ou em parte, os custos do dispositivo, honorários do cirurgião e despesas hospitalares. Como os contratos de apólices variam, é recomendável que você primeiramente verifique com sua empresa de seguro ou plano de saúde.

Tenho que evitar certos tipos de roupa?

Isto dependerá do local do implante. Pergunte ao seu médico ou enfermeira onde o *port* será implantado.

O *port* irá ativar alarmes de segurança?

O *port* é fabricado em plástico ou metal, geralmente não detectado pela maioria dos sistemas de segurança ou alarmes. Se algum alarme de segurança for acionado, apresente o cartão de identificação que acompanha seu *port*.

Por quanto tempo o *port* ficará implantado?

O tempo de permanência do *port* dependerá de seu tratamento. Seu médico decidirá o tempo ideal.

O *port* pode ser removido, se eu não precisar mais dele?

Sim. Quando não for mais necessário, o *port* pode ser removido através de um procedimento cirúrgico simples e rápido, semelhante ao do implante.

O *port* é compatível com ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada ou radioterapia?

Sim. O **PrimoPort**® é isento de materiais ferromagnéticos e, portanto, compatível com ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada ou radioterapia.

Para mais informações converse com seu médico ou enfermeira.

www.primoport.com.br



Importado e distribuído por:

BMR Medical Ltda.
Av. Cândido Hartmann, 570 cj. 174, Curitiba, PR
Fone 41 3339 7688 - Fax 41 3335 7217
www.bmrmedical.com.br
sac@bmrmedical.com.br

